

DEFOAM 2000



Odpěňovací činidlo na fluorosilikonové bázi pro destilační nádobu

Vlastnosti :

- Spolehlivě zničí pěnu a zabraňuje "varu" destilační nádoby
- Působí úspěšně i v silikonových rozpouštědlech
- Zabraňuje účinně pění
- Neobsahuje žádné těkavé složky ani žádné látky škodlivé pro systém rozpouštědel a fosfátů

Aplikace :

Před začátkem destilace dejte Defoam 2000 do destilační nádoby. Účinná látka Defoam 2000 zůstává v destilační nádobě a odpěňující účinek pokračuje tak dlouho, dokud destilační nádoba není vyčištěna.

Defoam 2000 je použitelný v mnoha organických rozpouštědlech (např. PCE, HC, SENSENETM atd.).

Doporučené dávkování:

Nízká tvorba pěny: 10 - 20 ml na 100 l rozpouštědla (12,5 - 25 fl oz / 10 gal)

Silná pěna: 20 - 40 ml na 100 l rozpouštědla (25 - 50 fl oz / 10 gal)

Technické údaje :

Hustota 20 °C	0,87 g/ml
---------------	-----------

Poznámka : skladování

Skladujte nádobu těsně uzavřenou a vzpřímenou. Produkt lze skladovat nejdéle 24 měsíců v originálním balení.